



Dog Belly Band

ドッグウェアパターンレシピ:マナーベルト
PT068

milla milla

<https://www.millamilla.jp/>



MOVIE 動画マニュアル

マナーベルトの作成方法を動画にてご案内しております。
下記サイトよりアクセスしてご覧ください。
ブロードバンド環境でご覧頂くことをおすすめします。

<https://movie.millamilla.jp/PT068/>

ユーザー名:PT068
パスワード:

目次

- 01 | 材料 Page 1
- 02 | 下準備 2
- 03 | 表地・裏地のダーツを縫う 3
- 04 | 面ファスナーを縫い付ける 4
- 05 | 表地と裏地を縫い合わせる 4
- 06 | バイアステープまたはバインダー
テープで布端を処理する 5
- | バイアステープの作り方 9

01 材料

☆生地A:コットン生地(表地)

☆生地B:コットン生地(裏地)


☆面ファスナー(オス・凸)(メス・凹)

☆バイアステープまたはバインダーテープ


☆糸: スパン糸60番 1個(上糸&下糸)



腹側



背中側



出来上がりサイズ

	前丈(A)	後丈(B)	胸まわり(C)	目安体重(kg)
小	11.5	9	34	~4
中	16	14	56	~15
大	21.5	19.5	78	~50
特大	27	25	100	~80

(A,B,C 単位 cm)

必要用尺

	表地	裏地	面ファスナー (オス・凸)	面ファスナー (メス・凹)	バイアステープまたは バインダーテープ
小	15×110	15×110	巾 5×5.5	巾 5×8.5	95
中	21×110	21×110	巾 5×6.5	巾 5×18	151
大	30×110	30×110	巾 5×17	巾 5×46	209.5
特大	125×110	125×110	巾 5×34.5	巾 5×99	269.5


(単位 cm)




※注意

左記の必要用尺は、図のようにA×110cmにて記載しています。
生地によっては巾が違っているので、あらかじめ生地に余裕をもってご用意ください。
また、共生地でバイアステープを作る場合は、余分に生地をご用意ください。


02 下準備

- ①型紙を切り取り、必要用尺を計算します。縫い代付き型紙(1cm)です。
- ②生地を購入し、必要であれば水通し、地直しをします。
- ③型紙を配置し、ゆっくり生地を裁断します(赤線)。
(共生地からバイアステープを作る場合は、「バイアステープの作り方」をご参照ください。)
合印  に3mmほどの切れ込みを入れます。


小中大




小中大



特大



特大



□：赤枠は面ファスナー位置
.....：ステッチ位置


作り方順序

03 表地・裏地の
ダーツを縫う

05 表地と裏地を
縫い合わせる

06 バイアステープまたは
バインダーテープで布端を処理する

04 面ファスナーを
縫い付ける



03 表地と裏地のダーツを縫う



①表地と裏地をそれぞれ、中表で二つに折り、ダーツを縫います。



②表地と裏地をそれぞれを開いて、裏面からダーツを左に倒してアイロンをします。